UTILIZACION DE MICROSCOPIOS

NORMAS GENERALES DE LIMPIEZA

COMO NORMA GENERAL, <u>NO USAR GUANTES</u> EN LA MANIPULACIÓN DEL MICROSCOPIO Y EVITAR ENTRAR CON GUANTES PUESTOS EN LA SALA DE MICROSCOPIA..

EN CASO DE UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS TÓXICOS O MICROORGANISMOS VIVOS, EL USUARIO SERÁ EL RESPONSABLE DE SU <u>LIMPIEZA POSTERIOR</u>. (NO SÓLO SE TOCA EL MICROSCOPIO, TAMBIÉN EL ORDENADOR, POMOS DE PUERTAS, CAJONES, BOTONES, ETC....)

EN CASO DE DERRAMES DE ACEITES O LÍQUIDOS, <u>LIMPIAR CON ALCOHOL</u>, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, DE NO SER POSIBLE O COMPLICADA SU LIMPIEZA, PONERSE EN CONTACTO CON EL TÉCNICO RESPONSABLE, NO DEJARLO SUCIO O CONTAMINADO AL SIGUIENTE USUARIO. EN CASO DE DERRAMES IMPORTANTES UTILIZAR EL <u>PAPEL SECAMANOS</u>, IMPREGNADO EN ALCOHOL, EL PAPEL LIMPIALENTES ES SOLO PARA LOS OBJETIVOS.

DE ENCONTRAR EL MICROSCOPIO EN MAL ESTADO, SUCIO, O CON ALGÚN PROBLEMA, **AVISAR AL TÉCNICO DE SU MAL ESTADO**, EN CASO DE NO ESTAR, ANOTARLO **EN LA AGENDA**, EL RESPONSABLE SERÁ EL ÚLTIMO USUARIO DEL MICROSCOPIO.

AL TERMINAR LA SESIÓN DEJAR EL MICROSCOPIO LIMPIO, SIN RESTOS DE PUNTAS, PAPELES, ECT, Y <u>UTILIZAR LOS CUBOS DE BASURA</u> PARA DESACERSE DE LOS DESECHOS.